

LONGLIFE hospital



Emulsjonspolish som tåler desinfeksjonsmiddel

- Tåler desinfeksjonsmiddel
- Langvarig
- Enkel påføring

Produktprofil

- LONGLIFE hospital tåler desinfiseringsmidler som ikke inneholder alkohol. Slitasjemotstanden beskytter gulvene.
- Denne emulsjonspolishen som tåler desinfeksjonsmiddel er tids- og pengebesparende, og er egnet for områder med spesifikke hygienekrav.
- LONGLIFE hospital anbefales der du ønsker et ypperlig resultat eller en holdbar beskyttende film.
- Av sikkerhetsmessige årsaker er LONGLIFE hospital sklisikker på grunn av kraftige pleiekomponenter i produktet (i henhold til DIN51131), selv ved mye bruk.
- LONGLIFE hospital er svært motstandsdyktig mot hælmerker og skitt. Den reduserer frekvensen for tilgrising, og muliggjør langvarig renhet.
- Med et jevnt utseende er påføringen rask og enkel, og gir en tiltalende flyt. I tillegg vil høyhastighetspolering forlenge varigheten.

Anvendelse og dosering



Doser i forhold til påføring. Følg instruksjonene nedenfor.



Forberedelse av gulv: rydd gulvet, fjern all skitt og gamle lag.



Konsentrert

Innledende behandling: påfør 2-3 tynne og jevne lag. Tørketiden mellom anvendelse er minst 30 min.



Store områder: arbeid seksjonsvis og påfør vått i vått. Forbruk: ca. 2l/100m².



200 mL/L

Oppfriskning av gulvpolish: fjern små riper ved hjelp av rengjøringspray og høyhastighetsmaskin med rød pad.



Etter rimelig ventetid (én dag) må det poleres med ultrahastighetsmetoden (>1000 U).

Anvendelsesområde

- LONGLIFE hospital er svært godt egnet for vedlikehold av vanntette gulv, særlig på helseinstitusjoner som sykehus, legekontor, omsorgssentre, rehabiliteringssentre osv.
- Ikke bruk på forseglede tregulv. Hvis du skal bruke produktet på gulv med elastomerbelegg, bør du først prøve det på et testområde.

Ingredienser

Ingrediensliste finnes i sikkerhetsdatabladet.

Bærekraftig utvikling og produksjon



Produktsikkerhet, lagring og miljøinstruksjoner

Sikkerhet: Bare for yrkesbrukere. For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad.

Lagring: Lagres ved romtemperatur i originalbeholder. Frostfølsomt.

Miljø: Pakningen skal kun tilføres gjenvinning når den er helt tom.

Salgsenheter

Ordrenr. 713365 2 x 5 L

Din pålitelige partner på stedet

pH-verdi

